


# FIBRAS NATURALES Y SINTÉTICAS



### FIBRAS NATURALES Y SINTÉTICAS

Las fibras son materiales de origen natural o sintético que, debido a su morfología filamentosa, se utilizan ampliamente en la industria textil, en materiales compuestos y en análisis forense. Su clasificación básica distingue entre fibras naturales, que provienen de fuentes vegetales, animales o minerales, y fibras sintéticas, producidas mediante procesos químicos a partir de polímeros derivados del petróleo o de la modificación de la celulosa.

## FIBRAS NATURALES Y SINTÉTICAS

#### Naturales

- Vegetales: algodón, lino, yute (compuestas principalmente de celulosa).
- Animales: lana, seda (proteínas como queratina y fibroína).
- Minerales: asbesto.

#### Artificiales

- Regeneradas: rayón, viscosa (derivados de celulosa).
- Sintéticas: poliéster, nylon, acrílico, polipropileno (polímeros derivados del petróleo).

Microscopía óptica y electrónica para observar:

Morfología (forma, diámetro, superficie). Estructura interna (estrías, lumen en algodón, escamas en lana).

Pruebas físico-químicas

Solubilidad: reacción de la fibra ante disolventes específicos.

Prueba de combustión: olor, ceniza y comportamiento de la fibra al quemarse.

Densidad: flotación en líquidos de diferente densidad.







### Espectroscopía

FTIR (Infrarrojo por Transformada de Fourier): huella química de grupos funcionales.

Raman: complementa la identificación molecular.

UV-Vis: especialmente para fibras teñidas.

#### **Cromatografía**

Cromatografía en capa fina o líquida: separación de colorantes y aditivos.

GC-MS (cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas): para monómeros, aditivos o plastificantes.

**Técnicas térmicas** 

DSC (Calorimetría diferencial de barrido): transiciones térmicas (Tg, Tm).

TGA (Análisis termogravimétrico): estabilidad térmica y composición.

### **Aplicaciones**

Industria textil: control de calidad, detección de mezclas de fibras.

Forense: comparación de fibras en escenas del crimen (transferencia entre víctima y sospechoso).

Ambiental: detección de microplásticos en agua, aire y alimentos.

Ingeniería de materiales: diseño de polímeros y fibras de alto rendimiento (Kevlar, fibras de carbono).

### TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS

Las técnicas espectroscópicas permiten la identificación de las fibras a partir de la interacción de la radiación electromagnética con la materia. Entre las más empleadas se encuentran:

- FTIR (Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier): identifica grupos funcionales característicos de celulosa, proteínas o polímeros sintéticos.
- Raman: útil en fibras teñidas, ya que permite analizar sin destruir la muestra.

### TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS

- UV-Vis: empleado en fibras coloreadas para caracterizar tintes y pigmentos.
- Fluorescencia: permite detectar colorantes específicos y marcadores químicos.

Estas técnicas son ampliamente utilizadas en laboratorios forenses, dado que facilitan la comparación de fibras recogidas en escenas del crimen con las prendas de los sospechosos.

### 4.1.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM)

La microscopía electrónica de barrido es fundamental para el análisis morfológico de fibras. Esta técnica ofrece imágenes de alta resolución que permiten estudiar el diámetro, la rugosidad y la topografía de la superficie. Al acoplarse con espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDS), el SEM también permite identificar la composición elemental de la muestra, como residuos de pigmentos o recubrimientos metálicos.

#### 4.2 Polímeros

Los polímeros son macromoléculas constituidas por la repetición de monómeros, cuya versatilidad permite su aplicación en fibras textiles, plásticos, materiales de ingeniería y dispositivos biomédicos. Su análisis requiere técnicas específicas que permiten evaluar su estructura química, sus propiedades térmicas y su estabilidad.

- 4.2.1 Técnicas de análisis térmico (DSC, TGA) El análisis térmico se centra en la respuesta de los polímeros ante cambios de temperatura.
- DSC (Calorimetría Diferencial de Barrido): mide transiciones como la temperatura de fusión (Tm) y la transición vítrea (Tg).
- TGA (Análisis Termogravimétrico): evalúa la pérdida de masa en función de la temperatura, lo que permite determinar la estabilidad térmica y el contenido de aditivos.

Estas técnicas son esenciales para diferenciar polímeros de propiedades similares y evaluar su desempeño en condiciones extremas.

4.2.2 Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) La cromatografía líquida de alta resolución es empleada para la separación e identificación de compuestos presentes en fibras y polímeros. Se utiliza especialmente para:

- Analizar monómeros residuales y oligómeros.
- Detectar aditivos y plastificantes.
- Identificar tintes y pigmentos presentes en fibras textiles.

En control de calidad, el HPLC es clave para determinar la presencia de contaminantes o productos de degradación en materiales poliméricos

4.2.3 Tecnología de imágenes hiperespectrales Esta técnica combina información espectral y espacial al capturar imágenes en múltiples longitudes de onda, desde el espectro visible hasta el infrarrojo cercano. Entre sus aplicaciones destacan:

- Identificación no destructiva de fibras y polímeros.
- Clasificación de materiales en procesos de reciclaje.
- Detección de microplásticos en matrices ambientales.

Su carácter no invasivo la convierte en una herramienta innovadora para análisis masivo de muestras.

- 4.2.4 Análisis automatizado con inteligencia artificial (IA) La integración de inteligencia artificial con las técnicas analíticas representa una de las tendencias más avanzadas en el estudio de fibras y polímeros. Los algoritmos de aprendizaje automático permiten:
- Clasificar fibras de forma rápida y precisa a partir de espectros FTIR o imágenes SEM.
- Comparar grandes bases de datos en análisis forense.
- Optimizar procesos industriales de producción y reciclaje.
- Identificar defectos en tiempo real durante la fabricación de textiles o plásticos.

La combinación de IA con imágenes hiperespectrales o datos cromatográficos constituye una herramienta poderosa para la caracterización automatizada y de alta precisión de fibras y polímeros.